

こんな方に 美聴 だんらん

きこえについて、
こんなことはありませんか？

ささやき声がかき取れない
テレビの音が大きいと言われることがある

軽度

普通の会話が聞き取れない
病院などで名前を呼ばれても気づかない

中等度

大きな声でも聞き取れない
クラクションではじめてクルマに気が付く


高度

美聴だんらんPH-200は
軽度～中等度難聴の方に適した
きこえを補う機器です。

※美聴だんらんPH-200は高度難聴の方には向きません

くっきりボイス機能

ききにくい音域を強調して、
言葉をくっきり表現します。



※「イ」という言葉を発したときの周波数特性

販売名：美聴だんらん PH-200

仕様		PH-200/JPS (シルバー) JANコード：4945059513339	
機種名	PH-200/JPS (シルバー) JANコード：4945059513339		
メーカー希望小売価格	36,000円 (非課税)		
測定規格	JIS C 5512：2015 (2cm ³ カブラ)		
適応	軽度・中等度難聴者		
対象年齢	7歳以上		
名称	ポケット型補聴器 (気導式)		
使用目的又は効果	身体に装着して難聴者が音を増幅して聞くことを可能にすること。ただし、気導式のものに限る。		
90dB入力最大出力音圧レベル	HFA-OSPL90	104.0dB ± 4dB	ピーク
		111.5dB ± 3dB以下	
最大音響利得	HFA-FOG	26.5dB ± 5dB	ピーク
		33dB + 3dB以下	
周波数レスポンス	帯域幅	230Hz ~ 4850Hz	規準利得
		26dB	
等価入力雑音レベル	33dB + 3dB以下		
全高調波歪率	500Hz	1% + 3%以下	1600Hz
		0.5% + 3%以下	
電池の電流	12mA + 20%以下		
使用電池	単4形アルカリ乾電池 1本		
電池連続使用時間	約80時間		
	50dB入力	75dBBSPL (±5dB：70dBで正規化)	90dB入力
		103dBBSPL (±5dB：70dBで正規化)	
定常入出力特性	アタックタイム	224msec + 50%以内	リリースタイム
		100msec + 50%以内	
外観寸法	幅35 x 高さ68 x 奥行き15mm		
本体重量	20g (電池及びイヤホンマイク除く)		
イヤホンコード長	約1m		
付属品	交換用耳せん (9種類) クリップ付きネックストラップ 単4形アルカリ乾電池 (動作確認用 1本)		

交換用部品

品名	個数	品番	小売価格 (税込)
イヤホンマイクコード	1本	OPT-PE-200	¥5,500
やわらか耳せん一式 (小・中・大)	各2個	OPT-PEP-500	¥440
きのご型耳せん (小)	2個	OPT-PEP-310	¥440
きのご型耳せん (中)	2個	OPT-PEP-320	¥440
きのご型耳せん (大)	2個	OPT-PEP-330	¥440
おわん型耳せん (小)	2個	OPT-PEP-410	¥440
おわん型耳せん (中)	2個	OPT-PEP-420	¥440
おわん型耳せん (大)	2個	OPT-PEP-430	¥440
クリップ付ネックストラップ	1本	OPT-ST-200	¥660

○1年間無償保証

安心してお使いいただくために、お買い上げ日から1年以内の自然故障については無償で修理いたします。

※ 但し、ご使用上の不注意、誤操作などによる損傷、付属品の損傷の場合は除きます。
※ ご使用前に添付文書及び取扱説明書を必ずご参照ください。
※ 補聴器は装着者のきこえの状態によってはその効果が異なる場合があります。

取扱店

製造・販売元 **シナノケンシ株式会社**

〒386-0498 長野県上田市上丸子 1078

ホームページ <https://jp.aspina-group.com/ja/products/bichou/>

050-5804-1178

※ カタログの記載内容は2021年4月現在のものです。仕様、特長、交換部品等は予告なく変更する場合があります。
© 2010 Shinano Kenshi Co., Ltd.



美しい聴こえを考えたら

やさしい
かるい
ききやすい

でした。



片耳
イヤホン
タイプ

指定管理医療機器(クラスII)

認証番号: 222AGBZX00296000

軽度~中等度難聴の方に対応 ● 信頼の日本製

やさしい

電源スイッチを入れ、ボリュームを回すだけ。
細かな調整はいりません。
電源ランプが光るから、電池切れもわかって安心です。



かるい

本体はわずか20gの軽さ
持ちやすく、操作しやすい
形状です。



ネックストラップも
付いているから
移動にも便利です。

ききやすい



耳もとマイクだから自分の耳の位置で自然な音がきこえます。
雑音を抑え、高音域の特にききにくい部分を大きくします。
⇒くっきりボイス機能



「やわらか耳せん」が耳に密着して不快なピーピー音を抑えます。